

## NOTFALLKOFFER



### Rucksack HELBAG Profi L

Strapazierfähiger, robuster Rucksack aus Complan, anatomisch geformtes Rückenteil, aufgenähte Reflexstreifen, inkl. Modultasche. Großes Innenfach, eine Außentasche auf der Vorderseite. Der Rucksack kann mit Handgriffen oben und an den Seiten oder mit den Schultergurten auf dem Rücken getragen werden.  
Maße: 54 x 35 x 18 cm.

9400510	1 St. rot	<b>165,00</b>
---------	-----------	---------------

### Sauerstoffhalterung für HELBAG Profi L

Halterung zum Einkletten für 2 Liter Sauerstoff-Flaschen.

9400552	1 St.	<b>25,00</b>
---------	-------	--------------



### Notfalltasche HELBAG Basic XL

Rettungstasche mit Reflexstreifen. Mit Kunststoffeinsatz 6-fach geteilt im Unterteil, herausnehmbares Innenfutter, Sauerstoffflaschen-Halterung, Ober- und Unterteil durch Mittelsteg getrennt. Inkl. 3 farbige Modultaschen und Gummibändern zur Fixierung von Kleinteilen im Oberteil. Mit 2 gepolsterten Schultergurten und 2 Tragegriffen. Boden mit 4 Abstandshaltern (Nässeschutz).  
Maße: 47 x 28 x 26 cm, leer.

8112027	1 St. rot	<b>79,80</b>
9401515	1 St. blau (ohne Abbildung)	<b>79,80</b>



### Ampullarium HELBAG L

Stabiles Etui aus Complan, rot, herausnehmbares Mittelteil. Platz für bis zu 70 Ampullen. 27 x 22 x 10 cm.

9402233	1 St.	<b>64,00</b>
---------	-------	--------------

NOTFALLKOFFER



**Füllung Arzt Diagnostik**  
Art.-Nr. 9410340 27,50 €




**Füllung Arzt Intubation**  
Art.-Nr. 9410344 103,00 €



**Füllung Arzt Verband**  
Art.-Nr. 9410348 9,90 €




**Füllung Arzt Immobilisation**  
Art.-Nr. 9410350 26,00 €



**Füllung Arzt Injektion**  
Art.-Nr. 9410355 42,00 €

**Das komplette  
Equipment,  
um jeden Notfall  
zu beherrschen.**



**Profi L**  
Notfall-Rucksack ARZT  
mit Komplettausstattung

Art.-Nr. 9410370 899,00 €

**[ oder ]**  
Profi L, leer

Art.-Nr. 9400510 165,00 €

**Kombinieren Sie die einzelnen  
Füllsortimente entsprechend Ihren  
persönlichen Erfordernissen.**




**Füllung Arzt Beatmung**  
Art.-Nr. 9410342 99,90 €



**Füllung Arzt Absaugung**  
Art.-Nr. 9410343 65,00 €



**Füllung Arzt Instrumente**  
Art.-Nr. 9410345 29,90 €



**Füllung Arzt Infusion**  
Art.-Nr. 9410351 27,50 €



**Füllung Arzt Hygiene**  
Art.-Nr. 9410353 4,00 €



**Füllung Arzt Sauerstoff**  
Art.-Nr. 9410371 336,00 €

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer

## NOTFALLKOFFER



### Modul-Tasche

Modul-Tasche mit Sichtfenster zur Unterbringung von Kleinteilen in Taschen oder Rucksäcken. Mit Kletterücken zur Fixierung. Größe M: 25 x 9,5 x 5 cm.

9402235	1 St. rot	9,90
9402236	1 St. blau	9,90
9402238	1 St. gelb	9,90
9510620	1 St. grün	9,90
9402239	1 St. orange	9,90
9402240	1 St. lila	9,90



### ULMER KOFFER Basis

Notfallkoffer ULMER KOFFER Basis mit Grundausstattung zzgl. Blutdruckmessgerät, Stethoskop, Set Medizinische Kleinprodukte und ein Set Injektion.

8112049	1 St. mit Komplettausstattung (Abbildung Inhalt ähnlich)	1110,00
---------	---	---------

### ULMER KOFFER Basis

Notfallkoffer ULMER KOFFER Basis leer zzgl. Sauerstoff-Gerät, Flaschenspanngurt, Inhalationsmaske mit Atembeutel und Verbindungsschlauch, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon, Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken aus Silikon, Set Oropharyngealtuben (nach Guedel), Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl).

8112048	1 St. mit Grundausstattung	885,00
---------	----------------------------	--------

### ULMER KOFFER Basis

Notfallkoffer, Aluminium eloxiert, leer, feste Fächereinteilung. Abmessungen: 42,8 x 33,2 x 18,5 cm, mit Halterungen, Einsätzen sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen.

8112047	1 St. leer	330,00
---------	------------	--------

## NOTFALLKOFFER



### ULMER KOFFER I

Notalkoffer, Aluminium eloxiert, leer, mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen Space-Chip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 13 Ampullenplätzen. Abmessungen: 52,6 x 40 x 17 cm. Zusätzliche Ampullenleisten, Spanngurte für O<sub>2</sub>-Flaschen, Halter für OMNIVAC-Sekretabsaugung, Halter für MEDUMAT und Aufkleber je nach Ausstattung bitte extra bestellen.

8186441      1 St. leer      **435,00**

### ULMER KOFFER I

Notfallkoffer ULMER KOFFER I, leer zzgl. Set Aufkleber Standard, Ampullenleiste mit 10 Ampullenplätzen, O<sub>2</sub>-Gerät, 2 Spanngurten für O<sub>2</sub>-Flaschen, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, Sauerstoff-Reservoir für COMBIBAG, Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon, Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken Silikon, Set Oropharyngealtuben (nach Guedel), Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl), MANUVAC Absaugpumpe, Set Absaugkatheter.

8186458      1 St. mit Grundausstattung Standard      **1365,00**



### ULMER KOFFER I

Notfallkoffer ULMER KOFFER I mit Grundausstattung Standard zzgl. Set Medizinische Kleinprodukte, Set Intubation, Laryngoskop Metall mit 2 McIntosh-Spateln (Gr. 1 und 3) mit Batterien, Set Trachealtuben zum Einmalgebrauch, Blutdruckmessgerät, Stethoskop, Druckinfusionsgerät mit Manometer.

8111007      1 St. mit Komplettausstattung Standard      **1950,00**

NOTFALLKOFFER

# Notfallkoffer ARZT

Für die Arztpraxis komplett gefüllter Notfallkoffer aus Kunststoff.



**Modell ECONOMY gefüllt**

Komplettausstattung:

- Sauerstoff-Flasche 0,8 ltr. 200 bar gefüllt mit Spanngurt, Druckminderer, Sauerstoff-Zuleitungsschlauch, Sauerstoffbrille, Atemmaske Erwachsene
- Beatmungsbeutel Silikon für Erwachsene mit Maske Gr. 5 und 3 Beatmungsfilter
- Güdeltuben Gr. 2-5, Sekret-Handabsauggerät, Absaugkatheter steril
- Blutdruckmessgerät, Stethoskop, Diagnostikleuchte, Reflex-Hammer Buck, Venenstauer
- Instrumente in transparenter Gleitverschluss tasche: Chir. Schere, Pinzette anat., Pean Klemme, Einmal-Skalpell, Verbandsschere
- Verbandmittel in Gleitverschluss tasche: Verbandtücher, Kompressen, Verbandpäckchen, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Mullbinden, Pflaster, Handschuhe, Haut- und Händedesinfektion
- Inkl. Wandhalterung

Art. 9402520

**Komplettpreis**  
**525,00 €**

**Optionale Erweiterungen:**

**Erweiterung Infusion**

Optionale Erweiterung mit zusätzlicher Ringer-Lösung 500 ml, Braunülen, Infusionsbesteck, Kanülenpflaster in Gleitverschluss tasche 30 x 24 cm.

9402522	1 St. für Notfallkoffer Arzt Modell Economy	8,70
---------	---	------

**Erweiterung Injektion**

Optionale Erweiterung mit zusätzlichen Einmalspritzen, Kanülen, Ampullarium S (für 12 Ampullen) in Gleitverschluss tasche 13 x 18 cm.

9402524	1 St. für Notfallkoffer Arzt Modell Economy	20,90
---------	---	-------

## NOTFALLKOFFER



### ULMER KOFFER II

Notfallkoffer, Aluminium eloxiert, leer, mit Kunststoffeinsätzen, 6 variablen Trennstegen Space-Chip und 2 Haltern für Oropharyngealtuben. Abmessungen: 52,6 x 40 x 20 cm. Ampullenleisten, Spanngurt für O<sub>2</sub>-Flaschen und Aufkleber je nach Ausstattung bitte extra bestellen.

8134527 1 St. leer 480,00

### ULMER KOFFER II

Notfallkoffer ULMER KOFFER II, leer zzgl. Set Aufkleber Standard, Set Ampullenleisten 3 St. mit je 11 Ampullenplätzen, O<sub>2</sub>-Gerät, 2 Spanngurt für O<sub>2</sub>-Flaschen, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, O<sub>2</sub>-Reservoir für COMBIBAG, Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon, Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken aus Silikon, Set Oropharyngealtuben (nach Guedel), Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl), MANUVAC Absaugpumpe, Set Absaugkatheter.

8111005 1 St. mit Grundausstattung Standard 1450,00



### ULMER KOFFER II

Notfallkoffer ULMER KOFFER II mit Grundausstattung Standard zzgl. Set Medizinische Kleinprodukte, Laryngoskop Metall mit 2 McIntosh-Spateln (Gr. 1 und 3) mit Batterien, Set Trachealtuben zum Einmalgebrauch, Set Intubation, Blutdruckmesser, Stethoskop, Druckinfusionsgerät mit Manometer.

8111006 1 St. mit Komplettausstattung Standard 2015,00



### RESCUE-PACK

Notfallrucksack, grau (auf Anfrage auch in rot lieferbar), Ampullentableau, Abdeckpolster für Ampullentableau, Sauerstoff-Gerät, 2 Spanngurte für O<sub>2</sub>-Flaschen, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, Sauerstoff-Reservoir für COMBIBAG, Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon, Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken Silikon, Set Oropharyngealtuben (nach Guedel), Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl), MANUVAC-Absaugpumpe und Spanngurte, Set Absaugkatheter. Die Vorteile eines herkömmlichen Notfallkoffers mit den Vorzügen eines Rucksackes.

9510686 1 St. mit Grundausstattung Standard (Abbildung ähnlich) 1490,00

## BEATMUNGSBEUTEL UND ZUBEHÖR



**TIPP**

### Silikon-Beatmungsbeutel

Silikonbeutel mit Silikon-Beatmungsmaske, Beatmungsventil mit Druckbegrenzungsventil, Sauerstoff-Reservoirbeutel inkl. Reservoirventil.

3840278	1 St. für Erwachsene mit Maske Gr. 5	58,00
4463889	1 St. für Kinder mit Maske Gr. 3	58,00
4250662	1 St. für Babys mit Maske Gr. 0	58,00



### Maske Silikon klar

Silikon-Masken für Silikonbeatmungsbeutel.

8110398	1 St. Gr. 0 für Säuglinge	11,50
8110399	1 St. Gr. 1 für Kleinkinder	11,50
8110400	1 St. Gr. 2 für Kinder	11,50
8110401	1 St. Gr. 3 für Kinder und Jugendliche	12,85
8110402	1 St. Gr. 5 für Erwachsene	12,85



### Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel

Einpatienten/Einwegbeutel für Risikoschutz und den gelegentlichen Einsatz, bei dem ein Beatmungsbeutel vorgehalten werden muss. Einmembranpatientenventil und integrierte Handschleufe sorgen für mehr Anwenderkomfort. Komplett mit Einweg-Maske und O<sub>2</sub>-Reservoir. Kinder- und Säuglingsbeutel verfügen zusätzlich über ein Druckbegrenzungsventil, welches den Beatmungsdruck auf max. 40 cm H<sub>2</sub>O begrenzt. Alle Beutel verfügen über einen MediPort zur endotrachealen Applikation von Medikamenten. Nicht sterilisierbar.

9510497	1 St. für Erwachsene (ab 30 kg)	24,80
9510498	1 St. für Kinder/Kleinkinder (10 bis 30 kg)	24,80
9510499	1 St. für Säuglinge (bis 10 kg)	24,80




### Beatmungsbeutel Gummi

Beatmungsbeutel Gummi, Farbe blau, für Erwachsene inkl. Maske Gr. 5, mit Anschluss für O<sub>2</sub>-Reservoir und für O<sub>2</sub>-Verbindungsschlauch. Nicht autoklavierbar!

8111290	1 St. blau, für Erwachsene	34,80
---------	----------------------------	-------

## BEATMUNGSBEUTEL UND ZUBEHÖR



### Beatmungsbeutel COMBIBAG

Beatmungsbeutel demandfähig, mit Maske mit aufblasbarem Wulst aus Silikon für Erwachsene (Größe 5 s. Abbildung) und für Kinder und Jugendliche (Größe 3).

8159417	1 St. inklusive Masken für Erwachsene und Kinder	<b>255,00</b>
---------	--	---------------



### Ambu® Mark IV Beatmungsbeutel

Einziger Doppelkammerbeutel für Erwachsene (ab 20 kg) mit Einmembran-Patientenventil, integriertem Peep-Ventiladapter, transparenter Silikon-Gesichtsmaske Gr. 5 und Sauerstoffreservoir. Die elastische Außenhülle begrenzt den Beatmungsdruck automatisch auf 70 cm H<sub>2</sub>O und bläht sich bei Obstruktionen auf. Der Beutel ist komplett autoklavierbar bis 134 °C.

9403029	1 St.	<b>245,00</b>
---------	-------	---------------



### Ambu® Mark IV Baby Beatmungsbeutel

Doppelkammerbeutel für Säuglinge und Kinder (bis 20 kg) mit Einmembran-Patientenventil, integriertem Peep-Ventiladapter, transparenter Silikon-Gesichtsmaske Gr. 0 und Gr. 0A sowie Sauerstoffreservoirbeutel. Die elastische Außenhülle begrenzt den Beatmungsdruck automatisch auf 45 cm H<sub>2</sub>O und bläht sich bei Obstruktionen auf. Zusätzlich verfügt der Mark IV Baby über ein manuelles Druckbegrenzungsventil, welches den Beatmungsdruck auf 40 cm H<sub>2</sub>O senkt. Der Beutel ist komplett autoklavierbar bis 134 °C.

9403030	1 St.	<b>278,00</b>
---------	-------	---------------



### Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske

Beatmungsmasken mit transparentem Maskendom und selbstfüllendem anatomischem Maskenwulst. Der Maskenwulst ist aus Silikon und somit latexfrei und autoklavierbar bis 134 °C.

8110937	1 St. Gr. 0 A für Säuglinge (Wulst mit weichem Schaumstoff gefüllt)	<b>36,75</b>
8111912	1 St. Gr. 0 für Kleinkinder	<b>36,75</b>
8111913	1 St. Gr. 0 mit Bohrung für Mark III und IV	<b>38,85</b>
8111910	1 St. Gr. 2 für Kinder	<b>36,75</b>
8111908	1 St. Gr. 5 für Erwachsene	<b>36,75</b>
8111909	1 St. Gr. 3/4 für Erw./Jugendliche	<b>36,75</b>
9510838	1 St. Gr. 6 für Erwachsene	<b>36,75</b>

## ■ BEATMUNGSBEUTEL UND ZUBEHÖR



### Taschenmaske

Aus transparentem Soft-Plastik, mit Ein-Wege-Ventil und Gummiband zur Fixierung, in Hartbox.

9402286 1 St. 10,70



### Ambu® Beatmungsschutz LifeKey

Ersthelferfolie zum Schutz vor Infektionen bei Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung. Mit Einwegventil und Gummizug zur Fixierung am Patienten. Verpackt in einem Nylon-Softcase-Schlüsselanhänger.

8175420 1 St. 4,90



### LIFEWAY Beatmungshilfe

LIFEWAY-Ventil mit Einmalhandschuhen Vinyl und Tubus. Reduziert die Infektionsgefahr beim Atemspenden.

8142685 1 St. mit Tubus 24,50

## ■ SAUERSTOFFBEHANDLUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR



### Sauerstoff-Flasche WEINMANN gefüllt

Sauerstoff-Flasche, gefüllt 0,8 l x 200 bar bzw: 2 l x 200 bar; ohne Druckminderer und Inhaltsmanometer.

8110326 1 St. 0,8 Liter ohne Zubehör 116,00

8186323 1 St. 2 Liter ohne Zubehör 135,00

## SAUERSTOFFBEHANDLUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR



### Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche

Sauerstoff-Flasche von Weinmann. 2 l x 200 bar gefüllt. Ohne Zubehör.

9401530 1 St. gefüllt 2 Liter **207,00**



### OXYBAG Hit

Tragbares Sauerstoff-Behandlungsgerät mit stufenloser Dosierung, Betriebsbereich 3-15 l/min. Sauerstoff-Flasche 2,0 l x 200 bar, gefüllt. Mit OXYWAY Fine I Druckminderer für Sauerstoff mit Hochdruck-Handanschluss G3/4, 30 mm Anschlussbolzen rechts, Inhalts- und Mengenmanometer, stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3-15 l/min (0,5-6 bar), Abgang UNF 9/16, Inhalationsmaske für Erwachsene (Kunststoff) mit Schlauch und Anschlussstülle mit Überwurfmutter. 3-in-1 Tragetasche.


9402065 1 St. Sauerstoff-Gerät **343,00**



### Druckminderer OXYWAY Fix I

Druckminderer für Sauerstoff, Hochdruck-Handanschluss G3/4, 30 mm Anschlussbolzen rechts, mit Inhaltsmanometer, festeingestellt auf 4,5 bar, Abgang UNF 9/16 (4 l/min). Zum Betrieb wird zusätzlich die Anschlussstülle mit Überwurfmutter benötigt.

8110327 1 St. **130,00**



### Druckminderer OXYWAY Fine I

Druckminderer für Sauerstoff, Hochdruck-Handanschluss G3/4, Inhalts- und Mengenmanometer, stufenlos dosierbar, Abgang UNF 9/16 unten. Betriebsbereich 3 bis 15 l/min (0,5-6 bar) Mit 30 oder 80 mm Anschlussbolzen rechts.

8110332 1 St. mit 30 mm Anschlussbolzen (o. Abb.) **158,00**

9510687 1 St. mit 80 mm Anschlussbolzen  
(Abbildung) **158,00**

## SAUERSTOFFBEHANDLUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR



### Druckminderer OXYWAY Fast I

Druckminderer für Sauerstoff, Hochdruck-Handanschluss G3/4, Dosierscheibe, Abgang UNF 9/19 unten. Dosierstufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, oder 15 l/min, Mit 30 mm Anschlussbolzen oder 80 mm Anschlussbolzen rechts.

9410387	1 St. mit 30 mm Anschlussbolzen (Abbildung)	194,00
8110902	1 St. mit 80 mm Anschlussbolzen (ohne Abbildung)	194,00

### Anschlussstülle

Anschlussstülle für Druckminderer mit Überwurfmutter, gerade, Durchmesser 5,2 mm. Wird zusätzlich benötigt, wenn kein Sprudler-Anfeuchter benutzt wird.

8147116	1 St.	7,05
---------	-------	------



### OXYFLOW Basic

Mobiles Sauerstoff-Standgerät mit stufenloser Dosierung, Betriebsbereich 3–15 l/min (0,6–6 bar), OXYWAY Fine I Druckminderer mit Hochdruck-Handanschluss G3/4, 80 mm Anschlussbolzen rechts, Inhalts- und Mengenmanometer, stufenlos dosierbar, Abgang UNF 9/16, Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134 °C, Inhalationsmaske mit Verbindungsschlauch, Sauerstoff-Flasche 10 l x 200 bar gefüllt, Flaschenmantel lichtgrau, PONY-Sicherheitsfahrgestell mit 5 Füßen. Zur Sauerstoff-Therapie bei Erkrankungen der Atemwege und des Herzens.

8110405	1 St.	651,00
---------	-------	--------



### OXYFLOW Revi

Mobiles Sauerstoff-Behandlungsgerät (wie OXYFLOW Basic), zzgl. Verteilerleiste mit 3 Abgängen, Set I Inhalationsmasken mit Atembeutel, Omnivac-Sekretabsaugvorrichtung, mit Injektor, Halterung, Anschlussstülle mit Überwurfmutter, Atemschlauch, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, Sauerstoff-Reservoir, Beatmungsmaske mit aufblasbarem Wulst aus Silikon für Erwachsene (Gr. 5).

8110287	1 St.	1470,00
---------	-------	---------


## SAUERSTOFFBEHANDLUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR



### CYPRESS

Pneumatisches Sauerstoff-Sparsystem mit integriertem Druckminderer, inkl. Sauerstoff-Brille, 3-in-1 Tragetasche, Sauerstoff-Flasche gefüllt 0,8 l x 200 bar. Batterie- und Akkuausfall nicht möglich. Drehschalter für Dosiermenge Dauerflow und Off-Modus. Klein und kompakt, geringes Gewicht. Sauerstoffersparnis im Verhältnis 3:1.

9401536	1 St. Mobil 0.8 (Abbildung)	765,00
9401538	1 St. Mobil 0.8 mit Caddy	854,00



### DeVilbiss Compact 525-KS

5 Liter Sauerstoffkonzentrator mit OSD (permanente Sauerstoffmessung) und einem sehr leisen Betriebsgeräusch. Hohe Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 1–5 l/min., Wartungs- und verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor. Einfache Bedienung, übersichtliche Anordnung der Einstellfunktion, Kleinkinderversorgung durch päd. Flowmeter optional. Individueller Standort des abnehmbaren Anfeuchters in der Wohnung. Hilfsmittelnummer: 14.24.04.0057. Abbildung ähnlich.

9402530	1 St. Sauerstoffkonzentrator	1450,00
---------	------------------------------	---------



### Sauerstoffbrille Centramed

Nasenbrille mit 2,1 m Schlauch für Erwachsene ohne Komresse, phthalathaltig.

8110600	1 St.	1,30
---------	-------	------




### Sauerstoffmaske Centramed

Sauerstoffmaske mit 2,1 m Sicherheitsschlauch, phthalathaltig.

8110609	1 St. Erwachsene mit Kinnabschluss	1,95
---------	------------------------------------	------

## SAUERSTOFFBEHANDLUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR



### Sauerstoff-Verbindungsschlauch Centramed

Sauerstoff-Sicherheitsschlauch knicksicher, 2,1 m, phthalathaltig.

8110602	1 St.	1,25
---------	-------	------



### Sauerstoffmaske Centramed mit Reservoir

Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel und Schlauch, phthalathaltig.

8110603	1 St. Erwachsene	2,30
---------	------------------	------



### Sauerstoff-Katheter mit Kompresse

Centramed Sauerstoff-Katheter mit fester Kompresse, 40 cm lang, steril, phthalathaltig.

7697211	50 St. Ch 10	15,95
7697228	50 St. Ch 12	15,95
8110478	50 St. Ch 14	15,95

## LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR



### HEINE SANALON+® Laryngoskop Notfallset

HEINE SANALON+ Notfall-Laryngoskop, bestehend aus Laryngoskop Spatel Macintosh Gr. 2, 115 mm lang, 13 mm breit, Macintosh Gr. 3a und F.O. Laryngoskopbatteriegriff 2,5 V, 1 Satz Batterien, in Reißverschluss tasche.

8173993	1 St.	176,00
---------	-------	--------

## LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR



### HEINE XP® Laryngoskop Notfallset

Kaltlicht-Spatel aus Kunststoff zum Einmalgebrauch schließt eine Infektionsübertragung effektiv aus. Lichtstark und sicherer Sitz auf allen Griffen. Im roten Kunststoffkoffer, inkl. Spatel Miller Gr. 0 + 1, Macintosh Gr. 2, 3 + 4, Batteriegriff 2,5 V XHL ohne Batterien. Einzelne Spatel im Nachkauf erhältlich.

9400218	1 St. mit Einmal-Kaltlicht-Spatel	<b>91,40</b>
---------	-----------------------------------	--------------



### HEINE Classic+® Fiber Optik Spatel

Laryngoskop-Spatel mit Fiber Optik Lichtleiter mit einer bis zu 40 % höheren Beleuchtungsstärke als bei herkömmlichen Halogen-Lampen. 5 Jahres-Garantie auf alle Spatel mit HiLite-Lichtleiter. Saubere Formen ohne Kanten und Ecken garantieren eine leichte Reinigung und Sterilisation. Nach 4000 Autoklavierungen bei 134 °C/5 Min. hat der Spatel noch eine Beleuchtungsstärke von über 1000 Lux.

8173817	1 St. Paed 1	<b>129,90</b>
8157853	1 St. Mac 0	<b>129,90</b>
8173763	1 St. Mac 1	<b>129,90</b>
8173786	1 St. Mac 2	<b>129,90</b>
8173792	1 St. Mac 3	<b>129,90</b>
8173800	1 St. Mac 4	<b>136,10</b>

### HEINE Fiber Optik Laryngoskop-Griff klein

HEINE F. O. Laryngoskop-Batteriegriff für Kaltlicht-Spatel, 2,5 V; für 2 Batterien der Größe AA, Lieferung ohne Batterien. Länge: 15 cm, Durchmesser: 20,5 cm, Gewicht: 225 g. Umrüstbar auf 3,5 Volt Ladegriff.

8173929	1 St. 2,5 V Batteriegriff	<b>79,90</b>
---------	---------------------------	--------------

### HEINE Fiber Optik Laryngoskop-Griff

HEINE F. O. Laryngoskop-Batteriegriff für Kaltlicht-Spatel. 2,5 V; für 2 Batterien der Größe C (1,5 Volt Baby), ohne Batterien. Umrüstbar auf 3,5 Volt Ladegriff.

8134289	1 St. 2,5 V Batteriegriff	<b>106,30</b>
---------	---------------------------	---------------



### HEINE Fiber Optik Laryngoskop-Ladegriff

HEINE F. O. Laryngoskop-Ladegriff für Kaltlicht-Spatel, 3,5 V. Die Ladegriffe können mit oder ohne äußere Griffhülse im NT Ladegerät aufgeladen werden. Ohne Ladegerät. Das Ladegerät finden Sie auf Seite 257.

8137106	1 St. 3,5 V mit NiMH Batterie	<b>168,40</b>
9410229	1 St. 3,5 V mit Li-ion L Batterie	<b>282,00</b>

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer

## LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR

### HEINE XHL® XENON Halogen Lampe 2.5 V (035)

Für F.O. Laryngoskopgriff Notfallset, FO Batterielaryngoskopgriff, Finoff-Durch-Leuchter, 2,5 V, spreizbares Analspekulum.

8174053 1 St. 14,30



### HEINE XHL® XENON Halogen Lampe 3.5 V (044)

Für Laryngoskop-Ladegriffe, Amnioskop, Glaucotest, F.O.

8174231 1 St. 17,90

### HEINE XHL® XENON Halogen Lampe 2.5 V (059)

Für lampenbeleuchtete Laryngoskopspatel.


8174142 1 St. 12,50



### Laryngoskopgriff

Warmlicht Batteriegriff, mittel, 28 mm Durchmesser, Betrieb mit 1,5 V Baby, (ohne Batterie).

8125066 1 St. 22,50



### Laryngoskopspatel Macintosh

Warmlicht Laryngoskopspatel nach Macintosh.

8301468 1 St. Gr. 0 24,00

8180591 1 St. Gr. 1 24,00

8125250 1 St. Gr. 2 24,00

8125190 1 St. Gr. 3 24,00

8125132 1 St. Gr. 4 24,00

8301474 1 St. Gr. 5 24,00



### Lampe für Laryngoskop

Ersatzbirne für Warmlicht-Laryngoskope.

8126829 1 St. Spatelgröße 0-1 4,85

8126798 1 St. Spatelgröße 2-5 4,85

## LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR



### Laryngoskopgriff

Handgriff für Kaltlichtbeleuchtung, mittlere Ausführung; ohne Batterien. Zur Benutzung mit 2 x 1,5 Volt Baby.

8301586	1 St. ohne Spatel	49,70
---------	-------------------	-------



### Laryngoskopspatel

Kaltlicht-Laryngoskopspatel nach Macintosh.

8301480	1 St. Gr.0	56,00
8301497	1 St. Gr.1	56,00
8301505	1 St. Gr.2	56,00
8301511	1 St. Gr.3	56,00
8301528	1 St. Gr.4	56,00

## PRODUKTE FÜR DEN NOTFALL



### Betriebsverbandkasten

Im Kunststoffkasten mit Beschriftung. Komplett gefüllt nach DIN 13157.

9400520	1 St. DIN 13157 gefüllt	22,00
---------	-------------------------	-------

### Halterung für Verbandkasten

Wandhalterung für Betriebsverbandkasten.

9400525	1 St.	3,90
---------	-------	------



### Betriebsverbandkasten Koffer

Im Koffer mit Beschriftung „Erste Hilfe“. Komplett gefüllt. Mit Wandhalterung.

9402241	1 St. DIN 13157 gefüllt	49,70
---------	-------------------------	-------

# Anästhesie, Beatmung und Notfall

## PRODUKTE FÜR DEN NOTFALL

### Fixierbinde elastisch

Zum Nachkauf für Verbandkästen. Einzeln in Folie.

7094754	1 St. 4 m x 6 cm	0,56
7094777	1 St. 4 m x 8 cm	0,63
7094808	1 St. 4 mx 10 cm	0,77

### Verbandpäckchen

Nach DIN13151. Zum Nachkauf für Verbandkästen.

7098723	1 St. klein	1,55
7098746	1 St. mittel	1,82
7098752	1 St. groß	2,21



### Magill Zange

Instrument in Stationsqualität, Stainless, geprüfte Qualität, einzeln im Polybeutel.

8126433	1 St. für Kleinkinder	13,20
8126479	1 St. für Kinder	13,20
8126516	1 St. für Erwachsene	14,50



### Mundkeil Gummi

Mundkeil aus Weichgummi.

1966756	1 St. blau	4,30
---------	------------	------



### Rettungsdecke gold-silber

Rettungsdecke, Gold/Silber Folie, mind 12 µ stark. Zum Schutz vor Kälte, Nässe und Hitze, 160 x 210 cm.

2744733	1 St.	2,40
---------	-------	------



### Güdel tubus

Einmalgüdel tubus, transparent. Zur besseren Unterscheidung ist der Bissblock nach Größen farblich sortiert.

8111476	1 St. Gr. 0 schwarz	0,65
8111477	1 St. Gr. 1 weiß	0,65
8111478	1 St. Gr. 2 grün	0,65
8111479	1 St. Gr. 3 orange	0,65
8111480	1 St. Gr. 4 rot	0,65
9403501	1 St. Gr. 5 blau	0,65



## PRODUKTE FÜR DEN NOTFALL



### Nasopharyngealtubus

Ivory Einmal-Wendeltubus ermöglicht eine schonende nasale Intubation. Hohe Knicksicherheit; weiche, atraumatische Spitze.

8111568	1 St. 6 mm	6,90
8111567	1 St. 7 mm	6,90
8139878	1 St. 8 mm	6,90
8111569	1 St. 9 mm	6,90



### Soft Seal Larynxmaske

Eliminiert das Infektionsrisiko. Aus weichem, anschmiegsamem Material. Klares PVC ermöglicht die Kontrolle auf Blut, Sekret oder Magensaft. Zum einmaligen Gebrauch, steril.

9402287	1 St. Gr. 3 Kinder 30–50 kg	9,90
9402288	1 St. Gr. 4 Erwachsene 50–70 kg	9,90
9402289	1 St. Gr. 5 Erwachsene über 70 kg	9,90



### Ambu® Aura40™ Larynxmaske

Wiederverwendbare Larynxmaske aus hochwertigem Silikon. Anatomisch angepasste Krümmung für eine leichte Positionierung. Verstärkte Cuffspitze, die ein Umklappen verhindert und eine korrekte Positionierung ermöglicht. Cuff und Tubus sind aus einem Stück geformt. Besonders weicher Cuff für eine optimale Abdichtung bei minimalem Cuffdruck. Ergonomische Tubusform für sicheren Halt. Bis zu 40-mal autoklavierbar.

9510500	1 St. Gr. 1	118,00
9510501	1 St. Gr. 1,5	118,00
9510502	1 St. Gr. 2	118,00
9510503	1 St. Gr. 2,5	118,00
9510504	1 St. Gr. 3	118,00
9510505	1 St. Gr. 4	118,00
9510506	1 St. Gr. 5	118,00
9510507	1 St. Gr. 6	118,00



### Trachealtubus steril

Standardtubus für Anästhesie und mittelfristige Beatmung: Mit Soft-Seal-Cuff reduziert die Lachgasdiffusion auf ein Minimum und ermöglicht eine längere Verweildauer; einzeln steril verpackt.

8111570	1 St. 5 mm I.D.	3,20
8111571	1 St. 6 mm I.D.	3,20
8111573	1 St. 6,5 mm I.D.	3,20
8111572	1 St. 7 mm I.D.	3,20
8111574	1 St. 7,5 mm I.D.	3,20
8111575	1 St. 8 mm I.D.	3,20
8111576	1 St. 8,5 mm I.D.	3,20
8111577	1 St. 9 mm I.D.	3,20
8111579	1 St. 9,5 mm I.D.	3,20

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer

## PRODUKTE FÜR DEN NOTFALL



### Mini-Trach II

Notfallbesteck für einen schnellen und einfachen Zugang. Steril verpackt. Bestehend aus: Spezialskalpell, vorgeformter Einführer, Blue Line Kanüle 4 mm I.D mit Flansch und Halteband, 15 mm Konnektor, 10 Ch Absaugkatheter.

8111580	1 St. Komplettsset	<b>44,20</b>
---------	--------------------	--------------



### BIG Intraossärer Zugang

Mechanisieretes Instrument für schnellen intraossären Zugang für kritische Notfallsituationen bei kardiogenem-, septischem- oder toxischem Schock. Mit scharfer, schmaler Trokarnadel zur Reduzierung der Schmerzempfindung. Mit Einstellung d. Eindringtiefe.

8112013	1 St. rot 18 G Trokar, Kinder 0-6 Jahre	<b>65,00</b>
8112014	1 St. blau 15 G Trokar, Kinder ab 6 u. Erw.	<b>65,00</b>



### Thomas Endotrachealtubenhalter

Endotrachealtubenhalter für höchste Ansprüche. Schnell und sicher. Besonders geeignet für Sekundär-Transporte, Hubschraubereinsätze, schwierige Bergungen und Intensivstation.

8112621	1 St. Erwachsene	<b>6,90</b>
8112627	1 St. Kinder	<b>6,90</b>



### Absaugkatheter gerade

Absaugkatheter, gerade, 2 kleine seitliche Augen, steril. Festes Material, zentrale Öffnung.

7696393	100 St. 50 cm Ch 8	<b>19,20</b>
7696401	100 St. 60 cm Ch 10	<b>18,40</b>
7696418	100 St. 60 cm Ch 12	<b>18,40</b>
7696424	100 St. 60 cm Ch 14	<b>18,40</b>
7696430	100 St. 60 cm Ch 16	<b>18,40</b>

## GERÄTE FÜR DEN NOTFALL



### HeartSave PAD

Der Primedic™ HeartSave PAD überzeugt durch seine einfache und schnelle Bedienung und intuitive Handhabung. Automatische Energiewahl, stromgesteuerter Impuls (CCD). Ein-Knopf-Bedienung. Automatische tägliche Selbsttests mit Statusanzeige. Updatefähig. Extrem robuste Konstruktion. Mit 3-Jahres-Lithium-Batterie. Sprachgeführte deutsche Benutzerführung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten sowie Wandhalterung und Auslese-Software optional. Inkl. SavePads AED mit Elektroden für Erwachsene, 2-poliges Kabel, Einmalrasierer, Einmalhandschuhe.

9510867      1 St. mit Lithium-Batterie      **1199,00**



### HeartSave AED

Automatischer Externer Defibrillator, biphasisch stromgesteuerter Defibrillationsimpuls. Sprachgeführte Benutzerführung in verschiedenen Landersprachen. In nur 12 Sek. führt das Gerät automatisch eine EKG-Analyse durch und entscheidet, ob eine Defibrillation notwendig ist. HeartSave AED mit integriertem Ein-Kanal-EKG, akustischer sowie optischer Benutzerführung und Datenspeicherung. Mit Lithium-Batterie mit 6 Jahres Standby-Zeit. Mit SavePads AED, Auslesesoftware EKG-Viewer, mehrsprachige Benutzerführung (Deutsch, Englisch, Spanisch). Andere Sprachpakete sowie Gerät mit AkuPak oder Netzteil auf Anfrage.

9402300      1 St. mit Lithium-Batterie      **1690,00**



### HeartSave AED-M

Gleiches Modell wie 9402300, jedoch zusätzlich mit hochauflösendem LCD Monitor zur Anzeige von Einsatzdauer, EKG-Kurve, Herzfrequenz sowie abgesetzten Defibrillationen.

9402305      1 St. mit Lithium-Batterie      **1990,00**



### HeartSave 6

Gleiche Funktionen wie Modell 9402305, jedoch zusätzlich umschaltbar auf manuellen Betrieb. 6-Kanal-EKG-Ableitungsmöglichkeiten.

9410318      1 St. mit Lithium-Batterie      **2630,00**

### HeartSave 6S

Ausstattung wie HeartSave 6, zusätzlich Pulsoximetrie.

9410319      1 St. mit Lithium-Batterie      **3430,00**

## GERÄTE FÜR DEN NOTFALL



### PRIMEDIC™ DefiMonitor XD1

Netz- und akkubetriebener manueller externer Defibrillator, stromgesteuerter biphasischer Defibrillationsimpuls, synchron/asynchron Modus, hochauflösender blue-mode LCD Monitor, 3/6 Kanal EKG, 1/3/6 Kanal EKG-Drucker, Erwachsenen-/Kinderpaddels, CompactFlashCard inkl. Auslesesoftware EKG-Viewer, 2-pol. SavePads-connect-Kabel, SavePads connect, 3-pol. EKG Patientenkabel, Akku, integriertes Netz-/Ladegerät. Als Variante inkl. NELLCOR® Pulsoximetrie auf Anfrage.

9511343 1 St. 4490,00



### PRIMEDIC™ DefiMonitor XD330

Das Profigerät mit Vollausrüstung. Netz- und akkubetriebener manueller externer Defibrillator, automatisierter/manueller Defibrillationsmodus, stromgesteuerter biphasischer Defibrillationsimpuls, synchron/asynchron Modus, hochauflösender blue-mode LCD Monitor, 3/6 Kanal EKG, 1/3/6 Kanal EKG-Drucker, Erwachsenen-/Kinderelektroden, NELLCOR®-Pulsoximetrie, PRIMEDIC™ Pacer CompactFlashCard inkl. Auslesesoftware EKG-Viewer, 2-pol. SavePads-connect-Kabel, SavePads connect, 3-pol. EKG Patientenkabel, Akku, integriertes Netz-/Ladegerät.

9511344 1 St. 7090,00



### Defibrillator cardiolife TEC-5521

Tragbarer biphasischer Defibrillator. Einfache und schnelle Bedienung. AED Modus, hochauflösendes TFT-Farbdisplay. Defibrillieren, Kardioversion, EKG, Monitorüberwachung, Schreiber. SpO<sub>2</sub>- und CO<sub>2</sub>-Messung optional. Sprachaufforderung.

9678368 1 St. tragbar, ohne Akku und ohne Standardzubehör 3850,00

### Defibrillator cardiolife TEC-5531

Entspricht Defibrillator TEC-5521 jedoch mit integriertem externen Schrittmacher.

9678370 1 St. tragbar, ohne Akku und ohne Standardzubehör 5200,00

### Defibrillator cardiolife TEC-7721

Tragbarer biphasischer Defibrillator für Netz- und Akkubetrieb. Defibrillation mit Platten-, Einweg- oder internen Elektroden. TFT-Farbmonitor zur Anzeige von EKG, Herzfrequenz, Energieladung. Optional 12-Kanal-EKG, CO<sub>2</sub>/SpO<sub>2</sub>/NIBD. Kardioversion und AED-Modus, einstellbare Alarmgrenze.

8112340 1 St. tragbar, ohne Akku und ohne Standardzubehör 3950,00

## GERÄTE FÜR DEN NOTFALL

<b>Defibrillator cardioline TEC-7731</b>	Wie Defibrillator TEC-7721. Zusätzlich mit integriertem externem Schrittmacher. 8112390      1 St. tragbar, ohne Akku und ohne Standardzubehör <b>5350,00</b>
<b>Standardzubehörsatz für Defibrillatoren</b>	Zubehörsatz für TEC-5521/5531 und TEC-7721/31. Bestehend aus Akku, externem 3-poligen EKG-Kabel und Netzkabel. 8112341      1 St. <b>350,00</b>
<b>Option NIBP</b>	Optional für Defibrillatoren TEC-7721/31. Nichtinvasive Blutdruckmessung, inklusive 2 Manschetten. 8112343      1 St. <b>1920,00</b>
<b>Option 12-Kanal-EKG</b>	Optional für Defibrillatoren TEC-7721/31. 12-Kanal-EKG mit Vermessung, Interpretation und Patientenkabel. 8112344      1 St. <b>1950,00</b>
<b>Option CO<sub>2</sub></b>	Optional für Defibrillatoren TEC-5521/31 und TEC-7721/31. CO <sub>2</sub> -Sensoreinheit inklusive Adapterkabel, Sensor. 8112345      1 St. <b>1700,00</b>
<b>Option SpO<sub>2</sub></b>	Optional für Defibrillatoren TEC-5521/31 und TEC-7721/31. SpO <sub>2</sub> -Sensoreinheit inklusive Adapterkabel, Fingersonde. 8112346      1 St. <b>1066,00</b>
<b>Option DSI Interface-Einheit</b>	Optional für Defibrillatoren. Wird benötigt zur SpO <sub>2</sub> - und CO <sub>2</sub> -Messung. 9400412      1 St. für TEC-7721/31 <b>225,00</b> 9402083      1 St. für TEC-5521/31 <b>225,00</b>



### Handabsaugpumpe

Komplett für Erwachsene und Kinder bestehend aus Handabsaugpumpe blau, Behälter für Erwachsene 250 ml und für Kinder 50 ml, Absaugkatheter klein (CH14), mittel (CH28) und groß (CH36), Katheteradapter für trichterförmige Absaugung.

9410504      1 St.      **59,00**



### Absaugpumpe MANUVAC

Manuelle Absaugpumpe mit mobilem Sekretbehälter und 2-Stufen-Schlauch für energieunabhängigen Fuß-, Hand- und Kniebetrieb. Zum Absaugen von Blut, Sekret, Nahrungsbestandteilen im Notfalleinsatz.

8186234      1 St.      **265,00**

## GERÄTE FÜR DEN NOTFALL



### ACCUVAC Rescue Absaugpumpe

Elektrische Absaugpumpe mit 12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz. Optional: Zubehörtasche (s. Abbildung).

8110899	1 St. mit Mehrweg-Sammelbehälter	917,00
9510918	1 St. mit Einweg-Sammelbehälter	878,00

### Netz- und Ladegerät für ACCUVAC

Für 100-240 Volt Wechselspannung, inkl. Netzanschlussleitung nach EN 50075 (Europastecker).

8112453	1 St.	200,00
---------	-------	--------



### Notfall-EKG BIOSCOPE-C

Leicht zu handhaben. Mit integrierten 3-Punkt-Elektroden. LCD-Bildschirm zur Anzeige von EKG und Herzfrequenz. Drei Aufzeichnungsgeschwindigkeiten (25,50 und 100 mm/s). Erkennung und Anzeige von Schrittmacherimpulsen.

8112205	1 St. ohne Patientenkabel	458,00
---------	---------------------------	--------

### Patientenkabel für Notfall-EKG BIOSCOPE

Patientenkabel 2,8 m für externe Klebeelektroden.

8112206	1 St.	94,50
---------	-------	-------

### Interface für Notfall-EKG BIOSCOPE

Digitalinterface zur Verbindung mit dem PC. Inklusive Auswertesoftware „Biotrend“ V2.4-2. Neu überarbeitete Version geeignet für Windows 98/2000/XP.

8112207	1 St.	124,00
---------	-------	--------

### Kabeladapter BIOSCOPE-CA

Kabeladapter zum Anschluss des Patientenkabels erforderlich.

8112116	1 St.	99,00
---------	-------	-------

## PULSOXIMETRIEGERÄTE UND ZUBEHÖR



### Fingerpulsoximeter ME 10

Kleines, handliches Fingerpulsoximeter mit Farbdisplay. Misst SpO<sub>2</sub> Sättigung und Pulsfrequenz. Mit OLED Display, Anzeige von SpO<sub>2</sub>, HR und Plethymographischer Kurve. Automatische Abschaltung, Betrieb über 2 AAA Batterien (inklusive). Inkl. Pitchtone und Alarm.

9510756	1 St.	139,00
---------	-------	--------

## PULSOXIMETRIERGERÄTE UND ZUBEHÖR



### OxiPen® Pulsoximeter

Pulsoximeter mit praktischem Taschenclip. Kompaktes, funktionelles Pocket-Design. Komfortable Ablesesituation für den Arzt durch abgesetzten Sensor. Beleuchtbare LCD-Anzeige für SpO<sub>2</sub> und Puls-Werte. Signalton zur akustischen Kontrolle des SpO<sub>2</sub>-Wertes. Inkl. Fingerclip-SpO<sub>2</sub>-Sensor und Batterien.

9402226      1 St.      **399,00**



### Pulsoximeter PalmCare

Leicht zu bedienendes Pulsoximeter mit großem LCD Display. Zur Überwachung von SpO<sub>2</sub> und Puls, mit max. 72 Stunden Trendfunktion, akustischem und optischem Alarm. Einstellbare Alarmgrenzen. Inkl. Fingersensor, Lithium-Akku-Batterie und Netzteil.

9402102      1 St.      **369,00**



### Pulsoximeter N-65

OXIMAX-Technologie und einstellbaren Alarmgrenzen. Zuverlässige Messung auch bei Patientenbewegung, für alle Patienten geeignet (Erw., Kinder, Neugeborene). Robustes ergonomisches Design, geringes Gewicht (290 g inkl. Batterien). Übersichtliches Bedienfeld. Helles, gut ablesbares Display. Drahtlose Infrarotverbindung zu optionalem Citizen Infrarot-Drucker. Lieferung inkl. Sensor und Batterien.

9878350      1 St. mit Durasensor DS 100  
f. Erwachsene      **599,00**

### Pulsoximetrie-Sensor Dura-Y

Universalsensor für Neugeborene, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene. Applikationsstellen: Erwachsene Zeigefinger; Kleinkinder großer Zeh; Neugeborene Fußballen. Mit Ohrclip am Ohrfläppchen oder der Ohrmuschel. Für Nellcor Systeme.

8111515      1 St. wiederverwendbar      **182,00**



### Pulsoximetrie-Sensor DS100-A

Durasensor für Erwachsene. Patientengewicht ab 40 kg. Clip-sensor zur Applikation am Zeigefinger oder anderem Finger. Nicht am Daumen, Zeh oder über eine Kinderhand. Für Nellcor Systeme.

8110539      1 St. Fingersensor      **175,00**

## PULSOXIMETRIEGERÄTE UND ZUBEHÖR

### SPECTRO™2 Digitale Pulsoximeter

zeichnen sich durch die größten Displays bei tragbaren Geräten aus!  
Patientenstatus auf einen Blick, auch bei flachem Sichtwinkel leicht ablesbar.  
PI (Pulsamplituden-Index)-Anzeige – zur Erkennung und Beibehaltung geeigneter Messstellen und für zuverlässige Messwerte.  
Mit integriertem Sensorhalter zu Aufbewahrung und Schutz des Sensors. Speicher für bis zu 99 Patienten. In 3 Optionen lieferbar – für jeden Anwendungsbereich!



#### SPECTRO™2 10 Pulsoximeter

Zuverlässige Spot-Messungen bei Routinemessungen, fortlaufende Überwachung episodischer Beschwerden, Gesundheits-Check.

Kompatibel mit allen BCI®-Sensoren. Inklusive 1 Fingersensor Spotcheck für Erwachsene.

6578734 1 St. 387,00



#### SPECTRO™2 20 Pulsoximeter

Zuverlässige Messwerte bei unterschiedlichsten Patienten und unter schwierigen Bedingungen, auch bei Minderperfusion. Für internen oder externen Patiententransport, Triage, Tremorpatienten und instabile Patienten. Bewegungstolerant.

Kompatibel mit allen BCI®-Sensoren und Nellcor®-Sensoren. Inklusive 1 Fingersensor Spotcheck für Erwachsene.

6578800 1 St. 448,00



#### SPECTRO™2 30 Pulsoximeter

Zuverlässige Messwerte bei unterschiedlichsten Patienten und unter erschwerten Bedingungen. Auch zur Überwachung von respiratorischen Patienten. Leistungsfähig auch bei Minderperfusion. Alarmer: visuell, akustisch und via Schwesternruf. Programmierbare Modi (Klinik-, Homecare- und Schlafmodus). Kompatibel mit allen BCI®-Sensoren und Nellcor®-Sensoren.

Inklusive 1 Fingersensor Spotcheck für Erwachsene.

6578823 1 St. 599,00

## PATIENTENÜBERWACHUNGSMONITORE



### Anästhesiemonitor BIO-3A

Pulsoximeter mit EKG-Gerät BIOSCOPE-D. Alarmfunktion für SpO<sub>2</sub> und Herzfrequenz. Sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb mit eingebautem Akku. Speicherung auf dem PC. Inkl. Stativhalterung, EKG-Patientenkabel, Fingerclipsensor f. Erw., PC-Software, Netzteil.

9678386	1 St. Komplet-Set mit Taschen-EKG BIOSCOPE D	<b>1945,00</b>
---------	---	----------------

### Anästhesiemonitor BIO-3A

Pulsoximeter mit EKG-Gerät BIOSCOPE-D. Alarmfunktion für SpO<sub>2</sub> und Herzfrequenz. Sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb mit eingebautem Akku. SpO<sub>2</sub>-Fingersensor, EKG-Patientenkabel.

9401545	1 St. ohne Stativhalterung, ohne PC-Software, Datenkabel	<b>1729,00</b>
---------	---	----------------



### Überwachungsmonitor Compact-5

Multiparameter Patienten Monitor mit 7" Farbdisplay mit Drucker. Messung von EKG, SpO<sub>2</sub>, NIPB und Temperatur. Inkl. ST-Streckenanalyse und erweiterter Trendfunktion. Hochauflösendes Farbdisplay (800 x 600). Optischer und akustischer Alarm, SpO<sub>2</sub> Sensor Nellcor kompatibel. Li-Ionen Akku, Betriebszeit ca. 3 Stunden. 9V DC-Eingang. Inkl. 3-adriges EKG-Kabel, Blutdruckmanschette, SpO<sub>2</sub> Sensor, Netzkabel.

9403525	1 St.	<b>1699,00</b>
---------	-------	----------------

## KAPNOGRAPHIE



### MicroCap Kapnograph

Handliches Gerät zur CO<sub>2</sub> Bestimmung. Liefert kontinuierlich verlässliche Daten während der expiratorischen Überwachung. Einfach in der Anwendung, genau und zuverlässig. Breite Anwendungsbereiche für intubierte und nichtintubierte Patienten, von Neonaten bis zu Erwachsenen.

9510570      1 St.      **2658,00**



### FilterLine Set inkl. Adapter

Für intubierte Patienten EtCO<sub>2</sub> für die Anwendungsbereiche Notfallmedizin, Anästhesie und Transport. Schlauchlänge 210 cm. Bis zu 6 Stunden verwendbar.

9510532      25 St. Für Erwachsene und Kinder ab 2 kg      **199,00**

### FilterLine H Set inkl. Adapter

Für intubierte Patienten EtCO<sub>2</sub>, Anwendungsbereiche sind Intensivmedizin und Anästhesie. Schlauchlänge 210 cm. Bis zu 72 Stunden anwendbar.

9510533      25 St. Für Erwachsene und Kinder ab 2 kg      **320,00**

9510534      25 St. Für Kleinkinder und  
Frühgeborene bis 2 kg      **340,00**

Weiteres Zubehör auf Anfrage.