

■ GIPSBINDEN UND LONGUETTEN



Biplatrix® Schnellgipsbinde

Schnelle Fixierung bei frischen Frakturen. Sehr gute Modellierbarkeit, hohe Endfestigkeit. Bereits wenige Lagen Biplatrix ergeben einen widerstandsfähigen Stützverband. Material: Baumwollträger mit Naturgipsmischung.

7154226	20 St.	8 cm x 3 m	39,40
7154232	20 St.	10 cm x 3 m	47,20
7154249	20 St.	12 cm x 3 m	53,20
7154255	20 St.	15 cm x 3 m	64,00



Platrix® Hartgips

Primärversorgung von Frakturen jeder Art, bei denen eine längere offene Zeit erforderlich ist, z.B. bei orthopädischen Gipsverbänden. Material: Baumwoll-Träger; beschichtet mit Naturgips. Eingesiegelt zu 2 Binden.

7154025	20 St.	6 cm x 2 m	24,20
7154083	20 St.	8 cm x 3 m	39,40
7154108	20 St.	10 cm x 3 m	47,20
7154114	20 St.	12 cm x 3 m	53,20
7154120	20 St.	15 cm x 3 m	64,00

Platrix® Longette

Primärversorgung von Frakturen jeder Art, bei denen eine längere offene Zeit erforderlich ist, z.B. bei orthopädischen Gipsverbänden. Material: Baumwoll-Träger; beschichtet mit Naturgips. Longetten = 100 m, 4-fach gelegt.

1939127	1 St.	10 cm x 25 m	80,17
1939133	1 St.	12 cm x 25 m	92,79
1939156	1 St.	15 cm x 25 m	110,95

■ CAST VERBÄNDE



SoftCast

3M™ SoftCast, flexibler semi-rigider Stützverband auf Fibreglasbasis. Optimale Unterstützung mit maximalem Patientenkomfort. Leicht anzulegen und einfach abzuwickeln. In Kombination mit Scotchcast auch für die funktionelle Immobilisation.

2697123	10 St.	5 cm x 3,6 m weiß	164,00
2697146	10 St.	7,6 cm x 3,6 m weiß	184,10
2697198	10 St.	10,1 cm x 3,6 m weiß	222,50
2697241	10 St.	12,7 cm x 3,6 m weiß	252,40
2696282	10 St.	5 cm x 3,6 m blau	164,00
2696299	10 St.	7,6 cm x 3,6 m blau	184,10
2696359	10 St.	10,1 cm x 3,6 m blau	222,50

CAST VERBÄNDE



Scotchcast™ Plus

Fiberglas-Stützverband mit dem Plus der leichteren Verarbeitung. Andere Farben auf Anfrage.

7453012	10 St. weiß	5 cm x 3,6 m	164,00
7453029	10 St. weiß	7,6 cm x 3,6 m	184,10
7453035	10 St. weiß	10,1 cm x 3,6 m	222,50
7453041	10 St. weiß	12,7 cm x 3,6 m	252,40
2698401	10 St. blau	5 cm x 3,6 m	164,00
2698418	10 St. blau	7,6 cm x 3,6 m	184,10
2698424	10 St. blau	10,1 cm x 3,6 m	222,50
2698430	10 St. blau	12,7 cm x 3,6 m	252,40



Scotchcast™ Longuette

Fertige, dreilagige Longuette aus Glasfasermaterial. Als Verstärkungstreifen für die funktionelle Immobilisation mit SoftCast und als zusätzliche Verstärkung an besonders belasteten Stellen.

2697407	10 St.	5 x 20 cm	25,90
2697637	10 St.	7,6 x 70 cm	137,20
2697749	10 St.	10,1 x 90 cm	180,80



Scotchcast™ One-Step Schiene

Schienensystem für jede Indikation, bestehend aus 8 Lagen Scotchcast™, eine Seite luft- und wasserdampfdurchlässiger Vliesstoff, eine Seite luft- und wasserdampfdurchlässiger Schaumstoff. Ersetzt Kunststoff- oder Gipsschiene, leicht und stabil.

2697809	10 St.	5 x 25,5 cm	181,70
2697896	10 St.	7,6 x 30,4 cm	187,60
2698281	5 St.	7,6 x 88,9 cm	196,60
2697927	10 St.	10,1 x 38,1 cm	211,40
2698252	5 St.	10,1 x 76,2 cm	171,30



Scotchcast™ Conformable Splint

Schiene aus 7 Lagen Scotchcast-Material mit individueller Passform. Wasserabweisende und hautfreundliche Vlies/Filz-Polsterung für erhöhten Patientenkomfort. Leicht und stabil. Einfach und sauber zu verarbeiten, keine Handschuhe erforderlich.

2697287	10 St.	5,1 x 25,4 cm	79,60
2697318	10 St.	7,6 x 30,4 cm	111,70
2697324	10 St.	10,1 x 38,1 cm	175,70
2697382	10 St.	10,1 x 76,2 cm	319,80

Abrechenbarer
Sprechstundenbedarf

CAST VERBÄNDE



Delta-Lite® Conformable

Synthetischer Stützverband aus elastischem Glasfasergewebe. Durch das elastische Material können selbst schwierige Hautpartien (Ferse, Ellenbogen) faltenfrei gewickelt werden. Hochstabil und bruchsicher. Für stark beanspruchte Stützverbände wie Gehverbände und für Frakturen, die eine komplette Ruhigstellung erfordern. Voll belastbar nach 20 Minuten.

3389412	10 St. weiß	5,0 cm x 3,6 m	163,21
3389441	10 St. weiß	7,5 cm x 3,6 m	182,00
3389470	10 St. weiß	10,0 cm x 3,6 m	227,47
3389501	10 St. weiß	12,5 cm x 3,6 m	244,70
4252721	10 St. blau	5,0 cm x 3,6 m	163,21
4252744	10 St. blau	7,5 cm x 3,6 m	182,00
4252767	10 St. blau	10,0 cm x 3,6 m	227,47
4252661	10 St. rot	5,0 cm x 3,6 m	163,21
4252684	10 St. rot	7,5 cm x 3,6 m	182,00
4252709	10 St. rot	10,0 cm x 3,6 m	227,47



Dynacast® Prelude

Synthetisches Schienensystem aus Glasfasergewebe, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher beidseitig aufgebrachtener Polypropylen-Polsterung. In vorgeschrittenen Schienen oder als Meterware.

1869036	5 St. Schienen	7,5 cm x 30,0 cm	93,30
1869160	5 St. Schienen	7,5 cm x 40,0 cm	124,70
1869094	5 St. Schienen	10,0 cm x 30,0 cm	105,35
1869220	5 St. Schienen	10,0 cm x 40,0 cm	136,05
1869243	4 St. Schienen	10,0 cm x 76,0 cm	181,40
1869131	4 St. Schienen	12,5 cm x 65,0 cm	166,80
1869289	4 St. Schienen	12,5 cm x 76,0 cm	193,64
7465788	1 St. Meterware	2,5 cm x 4,6 m	119,26
7465794	1 St. Meterware	5,0 cm x 4,6 m	143,14
7465802	1 St. Meterware	7,5 cm x 4,6 m	174,94
7465819	1 St. Meterware	10,0 cm x 4,6 m	202,66
7465765	1 St. Meterware	12,5 cm x 4,6 m	254,40

Abrechenbarer
Sprechstundenbedarf

CAST VERBÄNDE



Delta-Cast® Conformable

Glasfaserfreier synthetischer Stützverband. Längs- und querelastisch. Stabil und trotzdem flexibel, röntgentransparent. Kann gezielt den therapeutischen Anforderungen angepasst werden: mehrlagige Anwendung für zuverlässige Stabilität, 1 bis 2 Lagen für die funktionelle Casttherapie. Weitere Farben auf Anfrage.

4590820	10 St. weiß	5,0 cm x 3,6 m	154,40
4590837	10 St. weiß	7,5 cm x 3,6 m	171,64
4590843	10 St. weiß	10,0 cm x 3,6 m	213,62
4590903	10 St. blau	5,0 cm x 3,6 m	154,40
4590926	10 St. blau	7,5 cm x 3,6 m	171,64
4590932	10 St. blau	10,0 cm x 3,6 m	213,62
4590978	10 St. orange	5,0 cm x 3,6 m	154,40
4590984	10 St. orange	7,5 cm x 3,6 m	171,64
4590990	10 St. orange	10,0 cm x 3,6 m	213,62
1426899	10 St. rot	5,0 cm x 3,6 m	154,40
1426497	10 St. rot	7,5 cm x 3,6 m	171,64
1426729	10 St. rot	10,0 cm x 3,6 m	213,62
2845919	10 St. schwarz	5,0 cm x 3,6 m	154,40
2845925	10 St. schwarz	7,5 cm x 3,6 m	171,64
2845931	10 St. schwarz	10,0 cm x 3,6 m	213,62



Delta-Cast® Elite

Synthetischer, glasfaserfreier Stützverband. Sehr elastisches Material, selbst schwierige Partien (Ferse, Ellenbogen) können faltenfrei gewickelt werden. Hochstabil und bruchsticher, eignet sich besonders für rigide, zirkuläre Stützverbände und Schienen. Röntgentransparent, voll belastbar nach 20 Minuten.

7504695	10 St. weiß	5,0 cm x 3,6 m	139,40
7504703	10 St. weiß	7,5 cm x 3,6 m	154,89
7504726	10 St. weiß	10,0 cm x 3,6 m	188,63
7550442	10 St. blau	5,0 cm x 3,6 m	139,40
7550465	10 St. blau	7,5 cm x 3,6 m	154,89
7550488	10 St. blau	10,0 cm x 3,6 m	188,63
7550376	10 St. rot	5,0 cm x 3,6 m	139,40
7550399	10 St. rot	7,5 cm x 3,6 m	154,89
7550413	10 St. rot	10,0 cm x 3,6 m	188,63



Delta-Cast® Prints

Synthetischer Stützverband, glasfaserfrei. Hochstabil und bruchsticher. Mit Kinder-Motiv, weitere Motive auf Anfrage.

0424326	10 St.	5 cm x 3,6 m Bärenatzen	146,25
0424361	10 St.	7,5 cm x 3,6 m Bärenatzen	163,80
0368970	10 St.	5 cm x 3,6 m Fußbälle	146,25
0424160	10 St.	7,5 cm x 3,6 m Fußbälle	163,80

CAST VERBÄNDE



Delta-Cast® Soft

Semi-rigider Stützverband zur funktionellen Immobilisation, glasfaserfrei, beschichtet mit Polyurethanharz. Für das notwendige Maß an Ruhigstellung trotz größtmöglicher Flexibilität. Nach 20 Minuten belastbar, stabil, bruchsicher und flexibel. Wasserresistent, atmungsaktiv, geringes Gewicht. Problemlos mit der Schere aufzuschneiden, auch bei mehreren Lagen.

0855115	10 St. weiß	5,0 cm x 3,6 m	150,90
0855121	10 St. weiß	7,5 cm x 3,6 m	168,24
0855138	10 St. weiß	10,0 cm x 3,6 m	208,87
0855233	10 St. blau	5,0 cm x 3,6 m	150,90
0855256	10 St. blau	7,5 cm x 3,6 m	168,24
0855262	10 St. blau	10,0 cm x 3,6 m	208,87
0855279	10 St. rot	5,0 cm x 3,6 m	150,90
0855285	10 St. rot	7,5 cm x 3,6 m	168,24
0855291	10 St. rot	10,0 cm x 3,6 m	208,87

POLSTERMATERIAL UND ZUBEHÖR



NOBAPAD® Polsterbinde

Besonders weiche und dehnbare Polsterbinde aus synthetischer Watte (100 % Polyester).

7097882	20 St.	6 cm x 3 m	15,90
7097899	20 St.	8 cm x 3 m	20,50
7097907	20 St.	10 cm x 3 m	25,15



Artiflex®

Vliespolsterbinde, ohne Bindemittel, leicht reißbar, hoch gebauscht, nimmt wenig Feuchtigkeit auf, luftdurchlässig. Bindentouren haften aufeinander, verschieben sich nicht, faltenfreier Sitz zur Unterpolsterung von Stütz- und Starrverbänden.

7154350	50 St.	6 cm x 3 m	80,38
7154367	30 St.	10 cm x 3 m	71,05

Abrechenbarer
Sprechstundenbedarf

POLSTERMATERIAL UND ZUBEHÖR



Artiflex® Natur Polsterwatte

Polsterwatte aus Naturfaser (Viskose). Hohe Saugfähigkeit. Anschmiegsam, weich und hautfreundlich. Speziell für sensible Haut.

0196173	70 St.	5,0 cm x 2,7 m	85,26
0196210	50 St.	7,5 cm x 2,7 m	92,46
0196345	30 St.	10,0 cm x 2,7 m	64,78
0196546	20 St.	15,0 cm x 2,7 m	60,23



Delta-Dry®

Zur Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden. Aus wasserfesten Fasern. Eignet sich zum Duschen, Baden und Schwimmen. Durch die offene Gewebestruktur kann das Wasser ablaufen, während die Restfeuchte mit Hilfe der Körperwärme verdunstet. Die meisten Verbände trocknen innerhalb 90 Minuten ab. Eine einseitige Haftbeschichtung erleichtert die Anlage und verhindert das Verrutschen der Binde.

0593336	12 St.	5,0 cm x 2,4 m	46,94
0613180	12 St.	7,5 cm x 2,4 m	58,35
0615492	12 St.	10,0 cm x 2,4 m	69,87



Scotchcast™ Wet or Dry Polsterwatte

Synthetische Polsterwatte von 3M™. Ca. 1–3 Stunden nach Durchnässung ist 3M™ Wet or Dry wieder durchgetrocknet.

1504613	20 St.	7,5 cm x 3,65 m	27,20
1510737	20 St.	10,0 cm x 3,65 m	37,40



Krepppapierbinde-BSN

Krepppapierbinde holzfrei, 4 m lang. Zur Fixierung von Polsterwatte oder als Hautschutz unter Gipsverbänden.

3202543	50 St.	4 cm x 4 m	29,50
3944641	20 St.	6 cm x 4 m	12,60
3944658	20 St.	8 cm x 4 m	13,00
3944664	20 St.	10 cm x 4 m	13,60

Gipsbinden, Cast-Verbände und Zubehör

POLSTERMATERIAL UND ZUBEHÖR



NOBA®-Pretape

Dünne Schaumstoffbinde, weiß, offenporig und wasserabweisend. Als Unterzug unter Tapeverbänden zum Schutz der Haut und zur Fixierung von Polsterbinden bei Gipsverbänden.

4152422	1 St. 7 cm x 27,5 m	4,12
4152439	1 St. 10 cm x 27,5 m	4,62



Artistep® S

Robuster Gehschuh für Stützverbände. Kann für Naturgipsverbände und synthetische Stützverbände eingesetzt werden, für rechts und links, mit Klettverschluss.

0948928	1 St. Gr. S 35–38	28,52
0948934	1 St. Gr. M 39–41	28,52
0948940	1 St. Gr. L 42–43	28,52

NETZ- UND SCHLAUCHVERBÄNDE



NOBANETZ® Netzschlauchverband

Netzschlauchverband hochelastisch, 25 m gedehnt, zur Fixierung von Wundauflagen. 79% Polyamid, 21% Elasthan.

7571579	25 m Gr. 0 für Fingerverbände	11,35
7571591	25 m Gr. 1 für Handverbände	22,65
7571616	25 m Gr. 2 für Oberarmverbände	26,90
7571639	25 m Gr. 4 für Knieverbände	35,55
7571645	25 m Gr. 5 für Kopfverbände	39,80
0031710	25 m Gr. 8 Rumpfbänder Erwachsene	79,90



Stülpa®-fix

Gewirkter, hochelastischer Netzschlauch, Rolle.

2175399	25 m Gr. 1 Fingerverbände	20,60
2175407	25 m Gr. 2 Hand-, Arm- und Fußverbände	30,67
2175413	25 m Gr. 3 Bein- und Kinderkopfverbände	48,20
2175436	25 m Gr. 4 Kopf- und Kinderrumpfbänder	84,24
2175442	25 m Gr. 5 Rumpfbänder	92,82
3404850	25 m Gr. 6 große Rumpfbänder	102,18

Abrechenbarer
Sprechstundenbedarf

NETZ- UND SCHLAUCHVERBÄNDE



Elastofix® Netzschlauchverband

Hochelastischer Netzschlauchverband fixiert sicher und passt sich der Körperoberfläche gut an, ohne Stauungen zu verursachen. Kann an jeder Stelle geschnitten werden, ohne dass das Material ausfranst oder einreißt. 25 m im Spenderkarton.

1647583	25 m Gr. A kleine Extremitäten, Finger	33,66
1647608	25 m Gr. B große Extremitäten, kleine Köpfe	51,30
1647614	25 m Gr. C Rumpfe und große Köpfe	92,30
1647620	25 m Gr. D für große Rumpfe	103,37



NOBATRICOT® Trikotschlauchverband

Elastischer Trikotschlauch aus reiner Naturfaser, hypoallergen. Zur Fixierung von Wundauflagen oder als Unterzug bei starren und halbstarren Stützverbänden sowie Zinkleimverbänden. Weiß, gerollt 20 m lang.

7093884	20 m 1,5 cm für kleine Finger und Zehen	5,70
7093890	20 m 2,5 cm für große Finger und Zehen	7,90
7093909	20 m 4 cm für Kinderarm	8,45
7093915	20 m 6 cm für Hand, Arm und Fuß	9,35
7093921	20 m 8 cm für Oberschenkel und Kinderkopf	11,90
7093938	20 m 10 cm für Oberschenkel und gr. Kopf	14,40
7093944	20 m 12 cm für Kinderrumpf	19,10
7093950	20 m 16 cm für Rumpf Jugendliche	39,60



NOBATRICOT®

Elastischer Trikotschlauch aus reiner Naturfaser, hypoallergen. Zur Fixierung von Wundauflagen.

7093996	50 St. Fingerfertigverband	13,25
---------	----------------------------	-------



Stülpa®

Hochelastischer Schlauchverband zum Selbstanfertigen von Verbänden, auf Rollen. Größe 0 R-5 R in Rollen zu 15 m, Gr. 6 R-8 R in Rollen zu 6 m.

0982894	1 Rolle Gr. 0 R Kinderfinger und -zehen	4,74
0982948	1 Rolle Gr. 1 R Fingerverbände	6,59
0982960	1 Rolle Gr. 2 R Arm und Kinderfuß und -bein	7,75
0983037	1 Rolle Gr. 3 R Hand, Fuß, Bein, Kinderkopf	9,90
0983095	1 Rolle Gr. 4 R Kopf- und Bein, Gesichtsmasken	11,94
0983103	1 Rolle Gr. 5 R Kinderrumpf, Kopf, Oberschenkel u. Achselhöhle	15,88
1310412	1 Rolle Gr. 6 R Kinderrumpf und Oberschenkel	16,87
0983126	1 Rolle Gr. 7 R Rumpfverbände und übergroße Oberschenkel	19,94
0983132	1 Rolle Gr. 8 R Rumpfverbände	22,29

NETZ- UND SCHLAUCHVERBÄNDE



Stülpa® Fertigverband

Nahtlos gestrickte Schlauchverbände, Fertigverband, lose im Karton.

0982925	50 St. Gr. 1 Finger	13,11
0983014	10 St. Gr. 3 Kinderkopf, Fuß, Achselhöhle	8,00
0983072	10 St. Gr. 4 Kopf und Achselhöhle	10,47



Tricofix® Trikotschlauchverband

Elastischer Schlauchverband aus reiner Baumwolle; weiß. Zur Fixierung von Wundauflagen und als Hautschutz unter Gipsverbänden. Gr. A–G 20 m und Gr. K 10 m auf der Rolle im Spenderkarton.

1868930	1 Rolle Gr. A/1 1,5 cm, Finger und Zehen bei Kindern	7,70
1868947	1 Rolle Gr. B/2 2,5 cm, Finger und Zehen	8,24
1868953	1 Rolle Gr. C/3 4 cm, Hand und Kinderarme	9,95
1868976	1 Rolle Gr. D/5 6 cm, Hand, Arm, Fuß, Unterschenkel	11,15
1868982	1 Rolle Gr. E/6 8 cm, Oberschenkel, kleine Köpfe	12,62
1868999	1 Rolle Gr. F/7 10 cm, Oberschenkel, große Köpfe	14,40
2059606	1 Rolle Gr. G/9 12 cm, Oberschenkel, Kinderrümpfe	16,74
1869007	1 Rolle Gr. K 16 cm, kleine Rümpfe	30,58



Tricofix® Trikotschlauchverband

Gebrauchsfertiger Fingerverband.

2059612	50 St. Fingerverband	17,78
---------	----------------------	-------



NOBAFROTT®

Ungebleichter elastischer Frotteeschlauch aus 93% BW und 7% Elasthanfäden. Als Unterzug unter Gips- und Kunststoffverbänden bietet er einen hohen Tragekomfort. Der Verband kann ohne zusätzliches Polstermaterial über dem Frotteeschlauch angelegt werden.

7094323	1 Rolle 6 cm x 5 m für Unterarme	58,00
7094346	1 Rolle 8 cm x 5 m für Oberarme	71,50
7094352	1 Rolle 10 cm x 5 m für Oberschenkel	92,10

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer