

## OP-AUSSTATTUNG



**TIPP**

### Instrumententisch

Instrumententisch mit Tischplatte 48 x 38 cm aus Edelstahl mit Galerie.

### MOBISERVE und MOBITOP

Gestell geschliffen verchromt. Fußkreuz mit 2 elektrisch leitfähigen Apparaterollen, mit Feststellern.

8112186	1 St. MOBISERVE	Höhenverstellung von 58–84 cm	266,00
9402283	1 St. MOBITOP	Höhenverstellung von 67–107 cm	286,00

### ECCOSERVE und ECCOTOP

Gestell RAL 9002 grauweiß pulverbeschichtet mit 2 elektrisch leitfähigen Kunststoffrollen, mit Feststellern (Abbildung links).

9401548	1 St. ECCOSERVE	Höhenverstellung von 58–84 cm	215,00
9401550	1 St. ECCOTOP	Höhenverstellung von 67–107 cm	233,00

### MANUSERVE-Auflagekissen

Für alle Tischplatten, hygienisch verschweißt, Format: 48 x 38 x 2 cm.

9401552	1 St.		23,00
---------	-------	--	-------



### Hand-OP-Tisch MULTISERVE

Höhenverstellbar von 67–107 cm, Tischplatte 48 x 38 cm aus Edelstahl mit Galerie, schwenkbar bis 90°, Gestell geschliffen verchromt, mit 5 elektrisch leitfähigen Apparaterollen, auftrittsicher bis 135 kg.

8112187	1 St.		299,00
---------	-------	--	--------

## ■ OP-AUSSTATTUNG



### Instrumententzueichtisch

Aus Chromnickelstahl, fahrbar. Höhenverstellbar über Fußpumpe von 900 bis 1300 mm. Ablageplatte schwenkbar um 360°, Ablageplattenmaße L x B: 740 x 540 mm, Sockelmaße L x B: 700 x 500 mm. Nennbelastbarkeit 30 kg.

8111518      1 St.      **1560,00**



### Instrumentenwagen

Aus Chromnickelstahl mit 2 Ablageplatten. Maße L x B x H: 650 x 500 x 800 mm. Ablageplattenhöhe; 230/800 mm. Doppellenkrollen 75 mm Durchmesser, elektrisch leitend.

8111519      1 St.      **410,00**



### Multifunktionstisch AGA-POWER-MAT

Preisgünstiger Multifunktionstisch mit elektromotorischer Höhenverstellung von 800–1100 mm durch Handschalter (gegen Aufpreis Steuerung per Fußschalter erhältlich). Kopfteil stufenlos verstellbar ( $\pm 30^\circ$ ). Rückenteil-, Sitzteilverstellung. Beinauflagen einzeln um  $90^\circ$  abklappbar. Abnehmbares Polster mit elektrisch leitfähigem Kunstleder, schwarz. Zubehörteile laut Abbildung gegen Aufpreis: zentralverstellbare Fahreinrichtung (Rollendurchmesser 50 mm), Papierrollenhalter.

8112142      1 St. Stahlrohrgestell  
   kunststoffbeschichtet      **4290,00**

### Papierrollenhalter

Optionales Zubehör für AGA-POWER-MAT. Papierrollenhalter nicht nachrüstbar.

9511298      1 St.      **48,00**

### Fahreinrichtung

Zentralverstellbare Fahreinrichtung (Rollendurchmesser 50 mm) bietet eine hervorragende Fahreigenschaft. Optionales Zubehör für AGA-POWER-MAT.

9511299      1 St.      **422,00**

## OP-AUSSTATTUNG



### Kopflagerungskissen Bauchlage

Polster für die Operationen in Bauchlage (nach Roßmann). Durch Klettbänder ist eine individuelle Anpassung an die Kopfgröße möglich. Der Kopf liegt lediglich im Stirn- und Kinnbereich auf. Augen, Nase, Mund liegen frei. Der Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

9400240	1 St. PU-Beschichtung schwarz	<b>136,00</b>
---------	-------------------------------	---------------



### Thoraxkissen Typ AB

Für die Operation in Bauchlage (nach Roßmann). Bei dem Thoraxkissen wird durch die eingearbeitete Mulde eine stabile, anatomische Lagerung erzielt. Freiliegen des Plexus brachialis durch Schrägkanten im Achselbereich und freie Lagerung der Halswirbelsäule durch einen Ausschnitt im Halsbereich.

Material: Fester Schaumstoff. Maße: L x B x H: 25 x 50 x 15 cm. Muldungstiefe ca. 6 cm, Muldungsbreite ca. 32 cm. Bei der Variante mit Visco-Auflage wird die Gefahr von Druckstellen reduziert.

9402069	1 St. Kunstleder schwarz	<b>274,00</b>
9410173	1 St. PU-Beschichtung schwarz	<b>274,00</b>
9410175	1 St. PUD-Beschichtung dicht schwarz mit Visco-Auflage	<b>362,00</b>



### Beckenkissen Typ AA

Muldenkissen für die Operation in Bauchlage (nach Roßmann), im unteren Bereich im 45° Winkel schräg abfallend, um die Leistenregion zu entlasten. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet ist.

Material: Fester Schaumstoff. Maße: L x B x H: 34 x 50 x 15 cm. Muldungstiefe ca. 6 cm, Muldungsbreite ca. 32 cm. Bei der Variante mit Visco-Auflage wird die Gefahr von Druckstellen reduziert.

9402070	1 St. Kunstleder schwarz	<b>283,50</b>
9410176	1 St. PU-Beschichtung schwarz	<b>283,50</b>
9410177	1 St. PUD-Beschichtung dicht schwarz mit Visco-Auflage	<b>367,00</b>



### Halbrolle zur Fußlagerung

Polster für die Operationen in Bauchlage. Die Füße können so gelagert werden, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden. Mittelfester Schaumstoff, Bezug Kunstleder schwarz. Maße: L x B x H: 50 x 22 x 11 cm.

9400245	1 St. Kunstleder schwarz	<b>35,50</b>
---------	--------------------------	--------------

## ■ OP-AUSSTATTUNG



### Ulnariskissen Typ AD

Amlagerungskissen zur Polsterung für die Operationen in Bauchlage (nach Roßmann). Kissen mit Längsmulde zur Sicherung des Armes in der Führung, verhindert seitliches Abrutschen. Durch Aussparung im Ellenbogenbereich können keine Druckschäden entstehen. Material: fester Schaumstoff, Unterseite mit eingearbeiteter Kunststoffplatte. Bezug Kunstleder, an der Unterseite angenähte Klettbander zur Befestigung. Maße: L x B x H: 48 x 12 x 7 cm. Aushöhlungsbreite 9 cm, Aushöhlungstiefe 4 cm.

9402071      1 St. Kunstleder schwarz      **111,60**




### Beinlagerungsschiene 3

Zur gestreckten Lagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Material mittelfester Schaumstoff, ohne Bezug. Bezüge auf Anfrage.

9402073      1 St. ohne Bezug 75 cm      **43,50**

## ■ OP-LEUCHTEN



### Operationsleuchte Mach M2

Kleine OP-Leuchte von Mach mit 60.000 Lux Beleuchtungsstärke. Überragende Farbwiedergabe (Ra=96) Tageslicht-Charakter. Einfaches Handling. Fixfokus, Leuchtfeldgröße 18 cm. Auf SWING-Stativ mit Vierfuß inkl. Trafo.

9410282      1 St.      **2030,00**

### Operationsleuchte Mach M2 F

Gleiches Modell wie M2, jedoch mit Beleuchtungsstärke 90.000 Lux, Farbwiedergabe Ra=96. Fokussierbar, Leuchtfeldgröße von 14–28 cm. Wand- und Deckenmodelle auf Anfrage.

9410285      1 St.      **2459,00**

■ OP-LEUCHTEN

## OPERATIONSLEUCHE AXCEL MAQUET




- Gleichmäßige Lichtverteilung im Operationsfeld, Beleuchtungsstärke (1 m) 80.000 Lux, Leuchtfelddurchmesser 25 cm. Lichtvolumen Höhe 80 cm.
- Kontrolle der Lichtenergie.
- Höchste Schattenauflösung dank der Kreuzform.
- Außergewöhnliche Farbtemperatur (3500 Kelvin) zur treuen Wiedergabe der Gewebetönung (Farbwiedergabe-Index 93).
- Fließende Formen für einfache Reinigung.
- Leichte Bewegung und Bedienung.

### AXCEL OPERATIONSLEUCHE

Mit einem Leuchtkörper, Einzelgelenk. Lieferung inkl. Befestigungsplatte, Distanzrohr, Transformator. Dimmer am Leuchtkörper.

9402270	1 St. Deckenbefestigung bis 3 m Raumhöhe*	<b>3473,00</b>
9402590	1 St. Wandbefestigung	<b>2974,00</b>

\* Bei höheren Räumen wird zusätzliches Flanschrohr benötigt. Optional, Preis auf Anfrage. Weitere Ausführungen auf Anfrage.



### Operationsleuchte Decke MACH M3 DF

Mach Deckenleuchte mit 130.000 Lux. Leuchtfeldzusammenführung für punktuell Ausleuchten tiefster Wundkanäle mit hoher Lichtintensität und exakte Anpassung des Leuchtfelddurchmessers an die Wundfeldgröße. Farbwiedergabe Ra=96, R9 (rot) >90, d.h. die Farben werden natürlich und kontrastreich wiedergegeben. Leuchtfeldgröße 12-30 cm. Mach M3 DF Stativ- und Wandmodelle auf Anfrage. Ohne Trafo. Betriebsspannung der Leuchte 22,8 V. Bei Anschluss an 230 V, ist ein Trafo erforderlich. Preis aus Anfrage.

8112209	1 St. Befestigungshöhe unter 2,80 m	<b>3700,00</b>
8112210	1 St. Befestigungshöhe von 2,81 m bis 3 m	<b>3700,00</b>

### Deckenverankerungsring TK270

Verankerungsring für die Montage von Einzel-Deckenleuchten, Durchmesser 300 mm.

8111485	1 St.	<b>54,00</b>
---------	-------	--------------

Zusätzlichen Untersuchungsleuchten finden Sie auf den Seiten 221 bis 223.

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer